



医療現場で愛され続ける 「プロレーン」の立体構造タイプ

Earloop Face Masks

PRO-LANE RELAX

プロレーンマスク リラックス

圧倒的な防護性能はそのまま
快適性を実現したモデル。

多くの医療現場でも採用されているメディコム「プロレーンマスク リラックス」は、呼吸がしやすい立体構造、高いフィット性能を持つアルミノーズピースを採用した、高性能・高品質のサージカルマスクです。



● WHITE



呼吸がしやすい立体プリーツ

オリジナル立体プリーツを採用。呼吸が楽で口元がマスクに当たりにくい為、不快感も解消。また、肌に触れる面積が少ないので肌荒れにも効果的です。




抜群のフィット性

アルミ製ノーズピースによる固定力や隙間を作りにくいフェイスライン。そして、最適な伸張性のイヤーループ等マスク本来の目的である防護性を高める為の様々な工夫を施し、フィット性を高めております。



高いフィルター性能

サージカルマスクの国際規格 ASTM F2100 レベル1、国内の JIST9001 クラス1の数値を全てにおいて上回っています。



普通サイズ

品番	カラー	JANコード	サイズ	入り数	定価
PLEJMA2714	ホワイト	4894476007269	89×178mm	40箱/ケース(50枚/箱)	オープン
PLEJMA2715	ブルー	4894476007887			
PLEJMA2716	ピンク	4894476007900			

Sサイズ

品番	カラー	JANコード	サイズ	入り数	定価
PLEJM2714S	ホワイト	4894476010085	89×165mm	40箱/ケース(50枚/箱)	オープン
PLEJM2716S	ピンク	4894476010092			

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。

