

感染対策商品ラインナップ

医療現場で使用されるスペックの防護具で、一段階上の感染対策しませんか？

飛沫から顔を保護



フェイスシールド

- ・高い透明度と広い視野を確保した、ラウンドタイプのシールド
- ・顔面への飛沫を広範囲で防ぎ、血液の曝露による感染から保護
- ・薄型軽量(20g)のため、長時間の着用も快適
- ・額との接触部には柔らかいウレタン素材を採用
- ・シールド両面に曇り止め&静電気防止加工済み
- ・眼鏡・マスクの上から装着が可能

医院での使用の様子を動画でもご覧いただけます。



品番	カラー	サイズ(幅×高さ×ウレタン部厚み)	入り数	定価	JANコード
SFWHFS2033	クリア	190×330×35mm	4箱/ケース (30枚/箱)	オープン価格	4894476009874

目の保護に



アイウェア

- ・視野角の非常に広いワイドフィルム採用
- ・非常に軽量(10g)で、長時間の着用も快適
- ・曇り止め加工済み
- ・眼鏡の上から装着が可能


品番	フレームカラー	サイズ(幅×高さ×テンブル長さ)	入り数	定価	JANコード
2900	ブルー	150×80×160mm	6箱/ケース (10セット/箱)	オープン価格	4894476007894

鼻、口の保護に



プロレーンマスク

- 【構造】
飛沫に強い3層構造
(液体防護性:80mmHg)
- 【ろ過精度】
BFE≥98%
PFE≥98% (0.1μm)
- 【呼気抵抗】
ΔP<4.0



ASTM F2100-11対応サージカルマスク

ラテックスフリー

品番	カラー	サイズ	入り数	定価	JANコード
2714	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)	オープン価格	4897008632441
2715	ブルー				4897008632458
2716	ピンク				4897008632465
Sサイズ					
2714S	ホワイト	89×165mm	10箱/ケース (50枚/箱)	オープン価格	4897008636135
2716S	ピンク				4897008636142

手指衛生に



500ml



メディジェル

欧州の統一規格、EN規格に適合した、
アルコールハンドジェルです。

【成分】

エタノール70%、増粘剤、皮膚柔軟剤、無香料、無着色

【使用上の注意】

●傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●使用中赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。●目に入ったときはすぐに大量の水で洗い流してください。●万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受けてください。

品番	内容量	入り数	定価	JANコード
JAG010021	500ml	12本/ケース	オープン価格	4894476015851

手の保護に



セコンドスキン® プラスチック手袋 パウダーフリー

- ・手にフィットするソフトで薄い塩化ビニール製手袋
- ・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない
- ・シリコン印象材の硬化阻害が起きない
- ・日常的な診療業務に適したリーズナブルなタイプ

左右兼用

未滅菌

品番	サイズ	掌部幅	①全長 / ②厚み	入り数	定価	JANコード
1209B	S	約85mm	①約230mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)	オープン 価格	4897008633288
1209C	M	約95mm	②掌部:約0.08mm以上 ②指先:約0.08mm以上			4897008633295
1209D	L	約105mm	※当社調べ			4897008633301

使いやすく、やぶれにくい ニトリル手袋

ACCUFIT WHITE NITRILE GLOVE

- ・様々な場面で使える、万能な手袋です
- ・ピッタリフィットで細かい作業にも適しています
- ・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない合成ニトリルゴム製
- ・食品衛生法に適合しているため、食品を扱う場合も安心

【引張強度】	ASTM D412
【最大伸長度】	ASTM D412
【抗がん剤浸透性】	ASTM D6978-05



品番	サイズ	掌部幅	全長	入り数	定価	JANコード
ACFJN1284B	S	約81mm	約240mm	100箱/ケース (10枚/箱)	オープン価格	4894476011259
ACFJN1284C	M	約91mm				4894476011273
ACFJN1284D	L	約102mm				4894476011297

発売元 A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2333 FAX : 078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.facebook.com/medicomjapan

🌐 www.medicom-japan.com

メディコムジャパン

