

アレルギーの原因となる「加硫促進剤」不使用

“手袋による手荒れ”を軽減し、  
健やかな手を守ります。

# SafeTouch<sup>®</sup> NEO

セーフタッチ ネオ

Textured Nitrile Medical Examination Gloves ニトリルグローブ 滑り止め加工付き

手袋による職業性皮膚疾患に悩む  
多くの方々の一助となるように

メディコム「セーフタッチネオニトリルグローブ」は、タイプIVアレルギーの原因となる加硫促進剤を使用せずに製造したニトリルグローブです。さらにラテックスフリー、パウダーフリーでアレルギーリスクをできる限り抑制しています。



## あなたの手肌を守る。加硫促進剤不使用のニトリルグローブ



職業性皮膚疾患の中で最も多いのは、取り扱う化学物質との接触により生じる接触皮膚炎（かぶれ）です。職業性接触皮膚炎は、多くの国において労働者を侵す疾患の第1位となっております。ゴム手袋の製造時に使われる化学物質によっても発生しており、その中でも加硫促進剤は日本人が発症しやすいジャパニーズアレルゲンに含まれるものも多く使用されています。

加硫促進剤によるアレルギー反応は、タイプIV遅延型アレルギーに分類され、痒みを伴う紅斑、浮腫、漿液性丘疹、乾燥、亀裂が出現します。また、慢性化すると治りにくく、さらに化学物質への曝露量が増えてしまいます。

メディコム「セーフタッチネオニトリルグローブ」は、手袋を使用する方々のこうした状況を改善する為に開発された、「加硫促進剤不使用」のニトリルグローブです。

### 優れた強度と耐久性

国際規格にも適合した、優れた引張強度と伸張性を有しています。



### 食品衛生法適合

食品衛生法に適合しており、食品の製造工場や飲食店でも安全にご使用頂けます。



## SafeTouch® NEO セーフタッチ ネオ

### ホワイト

| 品番         | サイズ | 入り数                 | 定価   | JANコード        |
|------------|-----|---------------------|------|---------------|
| SFTJN1134A | XS  | 10箱/ケース<br>(200枚/箱) | オープン | 4894476005500 |
| SFTJN1134B | S   |                     |      | 4894476005517 |
| SFTJN1134C | M   |                     |      | 4894476005524 |
| SFTJN1134D | L   |                     |      | 4894476005531 |

### ブルー

| 品番         | サイズ | 入り数                 | 定価   | JANコード        |
|------------|-----|---------------------|------|---------------|
| SFTJN1139A | XS  | 10箱/ケース<br>(200枚/箱) | オープン | 4894476006965 |
| SFTJN1139B | S   |                     |      | 4894476006972 |
| SFTJN1139C | M   |                     |      | 4894476006989 |
| SFTJN1139D | L   |                     |      | 4894476006996 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 引張強度    | ASTM D412     |
| 最大伸長度   | ASTM D412     |
| 抗がん剤浸透性 | ASTM D6978-05 |

| サイズ       | XS                        | S     | M     | L      |
|-----------|---------------------------|-------|-------|--------|
| 掌部幅       | 約75mm                     | 約85mm | 約95mm | 約105mm |
| 全長(※当社調べ) | 約230mm以上                  |       |       |        |
| 厚み        | 掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上 |       |       |        |

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【代 表】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-2333 FAX : 078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

