

医療用グローブ

ACCU FIT



アキュフィット® ラテックスグローブ パウダーフリー

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
製造販売届出番号:28B3X00001000038/JMDN:70977000

人気の仕様をリーズナブルな価格でご提供

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを、
極力抑えた手に優しいグローブ

両面の塩素処理加工により、パウダーなしでも
装着がスムーズ

細かい作業でも安定性のある、エンボス加工による
グリップ感

パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギー
や飛散の心配がありません。




左右兼用

未滅菌

滑り止め加工

品番	サイズ	掌部幅	全長 (※当社調べ)	厚み	入り数	JANコード
ACFJL1124Z	XXS	約70mm以下	約240mm以上	掌部:約0.12mm以上 指先:約0.13mm以上	10箱/ケース (100枚/箱)	4894476003025
ACFJL1124A	XS	約75mm				4894476003032
ACFJL1124B	S	約85mm				4894476003049
ACFJL1124C	M	約95mm				4894476003056
ACFJL1124D	L	約105mm				4894476003063



販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

