

「その手に最高の  
グリップ性能を」

【グローバルエックス】

# GLOBAL-X

Textured Latex Medical Examination Gloves

器具を持つ手を滑らせない  
優れた操作性

「グローバルX」は力をかける処置でもしっかりと器具を滑らせずにグリップします。歯石除去等ではグローブにかかる負荷も大きくなりますが、術者の力のコントロールを損なうことなく、器具をグリップし、パフォーマンスの向上に繋がります。

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック  
天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000 製造販売届出番号：28B3X00001000060



# 優れたグリップ力によるハンドリング性で格別の使い心地。

グリップ力ではメディコム No.1。掴んだ器材を滑らせない最高のグリップ性能をお試しください。



## う蝕治療



う蝕治療時のインスツルメント等をしっかり保持。滑らせないことで安定した手技に貢献します。また、触れた患部の感覚を忠実に伝えます。

## SRP



SRP時の手指屈伸運動の際にスケーラーを支え、術者の力を正確に伝えます。固い歯石の処置にも効果を発揮します。

## 矯正治療



矯正治療におけるワイヤー調整、交換等においても術者の動作が確実にワイヤーに伝わります。さらに強度に優れているため、手技の際も破れにくい仕様です。



高品質水準

## 手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準

手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。

AQL: Acceptance Quality Limitの略称。

工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として数値が少なければ少ない程、厳しい検査水準となります。

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	参考医院価格	JANコード
JL101224A	XS	約74mm	約240mm以上	掌部:0.13mm±0.03mm 指先:0.14mm±0.03mm	10箱/ケース(100枚/箱)	オープン	4894476027823
JL101224B	S	約84mm					4894476027809
JL101224C	M	約94mm					4894476027779
JL101224D	L	約105mm					4894476027847

【全長】約240mm以上(※当社調べ) 【厚み】掌部:0.13mm以上 指先:0.14mm以上

