



「ロングセラーが信頼の証。
累計販売実績 No.1」

※メディコムジャパングローブにおいて

SafeTouch

Latex Gloves

Latex Medical Examination Gloves

セーフタッチラテックスグローブ



「回す」「捻じる」「ひねる」等、
術者の動作を正確にサポートする
ために開発されたラテックスグローブ。

「セーフタッチラテックスグローブ」は、歯内療法等において、術者の繊細な動きに対応するために、厳選された素材を人間工学に基づいた設計によって製造した医療用ラテックス手袋です。

術者の動きをダイレクトに器材に伝え、手技のパフォーマンス向上に繋がります。



SafeTouch® Latex Gloves セーフタッチラテックスグローブ

「捻転」時のグローブの指先の「たわみ」を極限まで抑制し、指先の動きをダイレクトに器材に伝えます。

「セーフタッチラテックスグローブ」は、ゴム手袋特有の粘りを両面塩素処理によって徹底して取り除き、指先のたわみを解消しています。さらにすべらないように指先だけでなく掌部にもなエンボス加工を施し、優れた操作性を發揮いたします。

人間工学に基づいた「エルゴノミックデザイン」

人間工学も基づいた設計で、筋骨格への負荷を軽減し長時間の使用に際してもつかれにくい仕様になっています。

優れた強度と伸張性 JIST9115 適合

歯科用、検査用手袋の各種国際規格値以上の引張強度や 700% 以上の伸張性を有し、術者の手技をサポートします。

高い防護性能：ISO 374 規格適合 (薬剤耐性 TypeB、細菌ウイルス透過性試験)

ISO 規格に適合し、薬剤や細菌、ウイルスへの防護性にも優れています。

スムーズな装着性と低刺激性 ISO10993 適合

W 塩素加工でさらりとした質感で装着も容易かつ洗浄工程を繰り返すことでアレルギーリスクも軽減しています。

W塩素処理加工

未滅菌

左右兼用

パウダーフリー



品番	サイズ	入り数	JANコード
1124Z	XXS	1ケース/10箱 (100枚/箱)	4897008632724
1124A	XS	1ケース/10箱 (100枚/箱)	4897008632731
1124B	S	1ケース/10箱 (100枚/箱)	4897008632748
1124C	M	1ケース/10箱 (100枚/箱)	4897008632755
1124D	L	1ケース/10箱 (100枚/箱)	4897008632762

