



優れた伸縮性

素手のような指先感覚で、  
細かな作業に好適です。

強いグリップ力



# SafeBasics Easy Fit

パウダーフリー

ラテックスグローブ



品番	サイズ	JANコード	入り数	参考医院価格
1188Z	XXS	4894476000871	1ケース/10箱 (100枚/箱)	オープン
1188A	XS	4894476000673		
1188B	S	4894476000864		
1188C	M	4894476000680		
1188D	L	4894476000697		

## セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット


一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000 製造販売届出番号: 28B3X00001000034

- ▶ パウダーフリー
- ▶ ポリマーコーティング加工
- ▶ 未滅菌

- 定番品として使いやすい、スタンダードタイプのグローブです。
- メディコムのラテックスグローブ中でもリーズナブルな価格を実現しました。
- パウダーフリーなので、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。
- パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。
- ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。
- ポリマーによるスムーズな装着感と密着感があります。



【全長】 約240mm以上  
【厚み】 平滑部(掌): 0.11mm  
粗面部(指先): 0.13mm  
【掌部幅】 XXS: 約65mm  
XS: 約75mm  
S: 約85mm  
M: 約95mm  
L: 約106mm



(※社内参考値)

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【デンタル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

