

厚生労働省も医療用グローブを推奨しています。


手術用手袋に匹敵する品質水準と
高いコストパフォーマンス

Pro Care

Textured Latex Medical Examination Gloves
プロケア ラテックスグローブ

メディコム「プロケアラテックスグローブ」は手術用手袋同様の検査基準に基づいた高品質かつ抜群の使用感の医療用ラテックスグローブです。

厚生労働省は2014年の「一般歯科診療時の院内感染対策に係わる指針」において医療用手袋の使用を推奨しています。



メディコム「プロケア ラテックスグローブ」は、手術用手袋と同じレベルの AQL (合格品質水準) G-1 : 1.5 をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。

AQL とは Acceptance Quality Limit の略称で工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として数値が少なければ少ない程厳しい検査水準となります。また、一般医療機器も取得し信頼性が高く、さらに、抜群のフィット性で第二の皮膚のような操作性に優れたグローブです。

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	参考医院価格	JANコード
JL101512A	XS	74±4mm	約240mm以上	掌部:0.11mm±0.03mm 指先:0.13mm±0.03mm	10箱/ケース (100枚/箱)	オープン	4894476021746
JL101512B	S	84±4mm					4894476021760
JL101512C	M	94±4mm					4894476021753

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000 製造販売届出番号:28B3X00001000061

