



優れた操作性
高い耐久性。

まるで素手のようなオペレーション

シルキータッチ ライラック

SILKY TOUCH LILAC

Nitrile Gloves

Textured Nitrile Medical Examination Gloves



優れた使用感

高い引張強度と伸張性

老化前、老化後ともに国際規格試験 (ASTM D412) に適合。

快適なフィット感

手に馴染むため作業がしやすく、疲れを軽減します。

ラテックス&パウダー フリー

ラテックスアレルギーやパウダーに起因するトラブルを回避。
医療従事者や患者さんにも安心です。

優れた安全性

抗がん剤耐性試験 適合

試験方法：ASTM D6978-05

ウイルスバリア性試験 適合

試験方法：ASTM F1671

食品衛生法 準拠

試験方法：厚生労働省 食添告示第380号



高い引張強度と伸張性


手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ 2wayでの取り出しが可能



表面から 2段階で取り出し可能。残量にあわせた使い分けも。




表面



scene 1

「取り出し口1」のみを開けて取り出します。




scene 2

少量になりましたら「取り出し口2」を開けると取り出しやすくなります。

裏面から 状況に応じて裏面からの取り出し可能。




裏面



scene 3

裏面にも取り出し口があります。



scene 4

グローブホルダーの形状などご使用状況に合わせてお選びください。

パウダーフリー

左右兼用

未滅菌

指先滑り止め

塩素処理加工

単回使用

品番	サイズ	掌部幅	全長*	入り数	カラー	JANコード
JN131172A	XS	80mm以下	240mm以上	10箱/ケース (250枚/箱)	ライラック	4894476032612
JN131172B	S	約80mm				4894476032605
JN131172C	M	約95mm				4894476032650
JN131172D	L	約110mm				4894476032636



販売名：シルキータッチ ライラック 製造販売届出番号：28B3X00001000063

一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

※中央値

