

SafeBasics™ Easy Fit™

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋
JMDN70977000

製造販売届出番号: 28B3X00001000034


パウダーフリー

セーフベーシック
ラテックスグローブ イージーフィット



- 定番品として使いやすい、スタンダードタイプのグローブです。
- メディコムのラテックスグローブ中でもリーズナブルな価格を実現しました。
パウダーフリーなので、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。
- パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。
- ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。
- ポリマーによるスムーズな装着感と密着感があります。

【全 長】 約240mm以上
【厚 み】 平滑部(掌): 0.11mm
粗面部(指先): 0.13mm
【掌部幅】 XXS: 約65mm
XS: 約75mm
S: 約85mm
M: 約95mm
L: 約106mm



左右兼用

未滅菌

内側 塩素処理加工 外側 ポリマー加工



品番	サイズ	掌部幅	全長	厚み	入り数	定価	JANコード
1188Z	XXS	約65mm	約240mm以上 ※当社調べ	掌部: 約0.11mm以上 指先: 約0.13mm以上	10箱/ケース(100枚/箱)	¥2,200/箱	4894476000871
1188A	XS	約75mm					4894476000673
1188B	S	約85mm					4894476000864
1188C	M	約95mm					4894476000680
1188D	L	約106mm					4894476000697

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL: 078-327-2444 FAX: 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

