

Textured Nitrile Medical Examination Gloves

Pro Care

Nitrile Gloves

プロケア ニトリルグローブ

**高い防護性と
優れたコストパフォーマンス**を両立した
検査検診用ニトリルグローブ



——— メディコムのグローブが世界で選ばれているわけ



革新的な製造開発



厳選した原料素材



徹底した品質管理



高度な専門技術

Pro Care

Nitrile Gloves プロケア ニトリルグローブ
Textured Nitrile Medical Examination Gloves



次世代スリムテクノロジーによる高い防護性とフィット感

私達Medicom は、ニトリルゴム製造における最新の技術を導入し、「プロケアニトリルグローブ」を開発しました。各種国際規格に適合した優れたバリア性能と価格の最適なバランスを実現しております。

高い防護性能

最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため (ASTM D6978 05) 安全に使用する事が出来ます。

快適なフィット感

スリムテクノロジーによる優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。

最適な伸縮性

伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。

ラテックス&パウダーフリー

天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。

食品衛生法適合

未滅菌

左右兼用

指先エンボス加工

単回使用

物理的特性 (ASTM D 6319) 引張強度【老化前】 $\geq 18\text{MPa}$ 【老化後】 $\geq 16\text{MPa}$ 伸長度【老化前】 $\geq 500\%$ 【老化後】 $\geq 400\%$



ホワイト	品番	サイズ	掌部幅	入り数 10箱/ケース (100枚/箱)	JANコード
	JN133510A	XS	70±10mm		4894476027670
	JN133510B	S	80±10mm		4894476027649
	JN133510C	M	95±10mm		4894476027632
	JN133510D	L	110±10mm		4894476027601

ブルー	品番	サイズ	掌部幅	入り数 10箱/ケース (100枚/箱)	JANコード
	JN133520A	XS	70±10mm		4894476027595
	JN133520B	S	80±10mm		4894476027564
	JN133520C	M	95±10mm		4894476027588
	JN133520D	L	110±10mm		4894476027533

【全長】約230mm以上(※当社調べ) 【厚み】掌部:0.060mm以上 指先:0.070mm以上

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 製造販売届出番号:28B3X00001000059

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ info@medicom-japan.com

🌐 www.medicom-japan.com

📘 www.facebook.com/medicomjapan

🔍 メディコムジャパン

Website

