



優れた操作性
高い耐久性

シルキータッチ ライラック

SILKY TOUCH LILAC

Nitrile Gloves

Textured Nitrile Medical Examination Gloves



優れた使用感

- 高い引張強度と伸張性
- 快適なフィット感
- ラテックス&パウダー フリー

優れた安全性

- 抗がん剤耐性試験: 55薬剤 適合
- 薬品浸透試験: 18薬剤 適合
- ウイルスバリア性試験: 適合
- 食品衛生法: 適合




「シルキータッチ ライラック」は、まるで素手のような使用感を実現したニトリルグローブです。




手首側から取り出し可能な衛生的パッケージ 2wayでの取り出しが可能

表面から

2段階で取り出し可能。
残量にあわせた使い分けも。




表面



scene 1

「取り出し口1」のみを開けて取り出します。



scene 2


少量になりましたら「取り出し口2」を開けると取り出しやすくなります。

裏面から

状況に応じて裏面から取り出しも可能。




裏面



scene 3

裏面にも取り出し口があります。



scene 4

グローブホルダーの形状などご使用状況に合わせてお選びください。

パウダーフリー

左右兼用


未滅菌

指先すべり止め加工

塩素処理加工

単回使用

品番	サイズ	カラー	掌部幅	全長	入り数	JANコード
JN131172A	XS	ライラック	≦80mm	240mm以上	10箱/ケース (250枚/箱)	4894476032612
JN131172B	S		80±10mm			4894476032605
JN131172C	M		95±10mm			4894476032650
JN131172D	L		110±10mm			4894476032636



販売名：シルキータッチ ライラック 製造販売届出番号：28B3X00001000063
一般医療機器 医 03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000

製造販売元 A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド 【代 表】 〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com サイトはこちらから▶

