



Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは  
世界標準の品質で感染管理をリードします。

メディコムジャパン(A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド)は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくてはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323  
【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112  
【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074  
【CI/EC事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323 サイトはこちら▲  
✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.01.07



「黒」の利点を  
最大限に。

- IOS
- Micro Scope
- Powder Cleaning
- Shade-taking

SafeTouch  
Advanced Black

セーフタッチ アドバンスド ブラック





IOS

## 歯科診療のデジタル環境に対応。

「セーフタッチ アドバンスド ブラック」は、光を乱反射しない黒の利点を歯科診療に最大限活かしたニトリルグローブです。しなやかなフィット感と共に、黒ならでの使いやすさをぜひご体感ください。IOS使用時の他、マイクロスコープ使用時、パウダークリーニングなどのシーンにおすすめです。

## IOSスキャン精度の向上。

口腔内光学スキャンでは、光の変化を捉えて画像を生成します。「セーフタッチ アドバンスド ブラック」は光の乱反射がないため、画像生成の邪魔をせず、精度の向上につながります。

## 歯とのコントラストが明瞭で診療がしやすい。

「セーフタッチ アドバンスド ブラック」は歯とのコントラストが明瞭なため術野を際立たせます。また、ライトの光をほとんど反射しないため、診療がしやすくなります。

## パウダークリーニング時の汚染状況がわかりやすい。

パウダークリーニング時の汚染された飛沫の付着が明確に可視化されるので、グローブの交換目安となり、感染防止につながります。

## 手にフィットして使いやすい。

装着性、操作性に優れ、疲れにくい仕様です。またラテックスフリーのため、アレルギーのリスクも抑制します。



パウダーフリー 左右兼用 未滅菌 指先すべり止め 内側塩素処理加工 単回使用

品名：セーフタッチ アドバンスド ブラック

品番	サイズ	掌部幅	全長*	カラー	入り数	JANコード
JN133535A	XS	80mm以下	240mm以上	ブラック	10箱/ケース (100枚/箱)	4894476035576
JN133535B	S	約80mm				4894476035552
JN133535C	M	約95mm				4894476035590
JN133535D	L	約110mm				4894476035606




販売名：セーフタッチ アドバンスド ブラック 一般医療機器 製造販売届出番号：28B3X00001000064

※中央値

Micro Scope



Powder Cleaning



Shade-taking



## SafeTouch 高品質の世界ブランド セーフタッチ

メディコムの創業者ロナルド・ルーベンは、エイズ危機によって医療従事者用の个人防护具が緊急に必要とされているという問題を解決するため、高品質の診察用手袋の開発に取り組み、セーフタッチブランドを誕生させました。彼は、最先端の技術・最高品質の原材料を用い、一流の科学者と共に高品質な个人防护具を設計・開発。メディコムは世界中の医療従事者の信頼を得ることになりました。セーフタッチは高品質ラインのブランドとして、医療従事者からの高い支持を受け、今なお成長を続けています。

