



Pro Care Paper Bibs


プロケア ペーパービブ

吸水と防滴の 2層シート

表のペーパー層で吸水し、
裏のポリエチレン層で防滴します。


省スペース化を実現

当社従来品比約55%。
院内のストックスペースを有効活用できます。



紙量を削減し、環境に配慮

当社従来品比約55%。
防滴性能はそのままに、紙の使用量を減らしました。



品名: プロケア ペーパービブ

品番	カラー	サイズ	仕様	入り数	JANコード
GBB781215	ブルー	33×45cm	2層タイプ (ペーパー1層+ポリエチレン1層)	500枚/ケース (125枚×4パック)	4894476036504



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323
【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112
【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2024.10.10