

Pro Care Paper Bibs


プロケア ペーパービブ

吸水と防滴の 2層シート

表のペーパー層で吸水し、
裏のポリエチレン層で防滴します。

省スペース化を実現

当社従来品比約55%。
院内のストックスペースを有効活用できます。



紙量を削減し、環境に配慮

当社従来品比約55%。
防滴性能はそのままに、紙の使用量を減らしました。



表: 吸水仕様 裏: 防滴仕様 2層タイプ

品名: プロケア ペーパービブ

品番	サイズ	カラー	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
GBB781215	33×45cm(展開時)	ブルー	500枚(125枚×4パック)	1箱	4894476036504

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】 TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】 TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】 TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コシューマー/インダストリアル事業部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】 TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・チラシの内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.04.24