

SafeSeal Tray Liner

トレイライナー(吸水乾燥シート)
Non-Sterile 未滅菌

滅菌時の乾燥促進に

「セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)」は、滅菌時に発生する水分を素早く吸収分散し、乾燥を促進します。
また、底面に敷くことでバスケットの架台による包装材料の破損を抑制し、確実な滅菌をサポートします。



ウェットパックを防ぐには 十分な乾燥が重要

ウェットパックとは、滅菌後に包装材料(包材)やその中の医療機器などが濡れている状態を指します。ウェットパックは国際的なガイドラインにおいても「再滅菌が必要な汚染状態」と記載されており、安全な医療を提供するうえで非常に重要な問題です。
ウェットパックが発生すると、包材のバリア機能が損なわれ外部からの微生物侵入リスクが高まり、滅菌状態を保てなくなるおそれがあります。また、医療機器などの腐食(錆)や劣化の原因となる可能性もあります。
このようなリスクを防ぐため、滅菌時にしっかりと乾燥を行い、乾燥不良によるウェットパックの発生を未然に防ぐことが重要です。

品名:セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)

品番	サイズ	入数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
JTL452500	50 x 60cm	50枚	8パック	4894476041454

販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ④ www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2025.09.10