

## Importance of reprocessing


### 再生処理の重要性

再生処理は、再利用する医療機器などをいつも最適な状態で使えるようにし、手術のクオリティーを保ち、感染を抑制するための重要な作業といえます。

近年、外科手術はロボットやITの技術も導入され目覚ましい進化を遂げています。医療機器なども同様に絶えず進化し、複雑な構造を持つものや従来と異なる素材のものも増加しました。そのため、中央材料室における再生処理業務はより複雑な作業となり、業務の専門性も高くなっています。また、WHOの研究によると手術部位感染 (SSI) は低～中所得国では手術を受けた患者の約1/3が影響を受け、欧米でも医療関連感染で2番目に多い事象となっています。


低～中所得国における  
手術部位感染 (SSI) による  
影響を受けた患者数

出典: WHO, Global Guidelines for the  
Prevention of Surgical Site Infection



欧米における医療関連感染数

出典: WHO, Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection



## Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは感染管理で社会に貢献します。

メディコムジャパン (A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド) は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくてはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



販売代理店

製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 🌐 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2026.01.06



# SafeSeal

## Sterilization packaging material

滅菌包装材料

- セーフシール 滅菌ラップ
- セーフシール ダブル滅菌ラップ
- セーフシール インジケータテープ
- セーフシール 滅菌インジケータカード
- セーフシール トレイライナー (吸水乾燥シート)

ラップ

セーフシール 滅菌ラップ

ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぐ帯電防止加工済の滅菌ラップ

- リントが発生しにくい医療グレードのポリプロピレン製の不織布 (SMMS 4層構造)
- 帯電防止加工済、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぐ

オートクレープ用 EOガス用 過酸化水素ガスプラズマ滅菌用 過酸化水素ガス滅菌用 帯電防止加工

品名：セーフシール 滅菌ラップ

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
GSR450600	約60×60cm	250枚	1パック	4894476035323
GSR450750	約75×75cm	100枚	2パック	4894476035309
GSR450900	約90×90cm			4894476035316
GSR450120	約120×120cm	25枚	4パック	4894476035293
GSR450140	約140×140cm			4894476035255

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

オートクレープ用	EOガス用
過酸化水素ガスプラズマ滅菌用	過酸化水素ガス滅菌用



5  
サイズ  
展開

セーフシール ダブル滅菌ラップ

しなやかで包装しやすい不織布製のダブル滅菌ラップ

- ブルーとグリーン滅菌ラップを超音波で圧着したダブル滅菌ラップ
- リントが発生しにくい医療グレードのポリプロピレン製の不織布 (SMMS 4層構造)
- 一度の作業で二重包装が可能になり、作業時間を大幅に短縮可能
- 破れや穴あきが発生しても見落としにくく、用途別に使い分けすることも可能

オートクレープ用 EOガス用 過酸化水素ガスプラズマ滅菌用 過酸化水素ガス滅菌用

品名：セーフシール ダブル滅菌ラップ

品番	厚み	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
JSR453900	レギュラー	約90×90cm	100枚	2パック	4894476041416
JSR453120		約120×120cm	25枚		4894476041423
JSR453140		約140×140cm	10枚	5パック	4894476041393
JSR454120	ヘビー	約120×120cm	25枚	2パック	4894476041331
JSR454140		約140×140cm	10枚	5パック	4894476041447
JSR454150		約150×150cm			4894476041379

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

オートクレープ用	EOガス用
過酸化水素ガスプラズマ滅菌用	過酸化水素ガス滅菌用



ブルーを表にした場合




グリーンを表にした場合

2  
厚み  
展開

3  
サイズ  
展開

SMMS 4層構造の不織布

強度と撥水性に優れたспанbond層(S)で、微生物や微粒子に対するバリア性が高いメルトブロー層(M)を挟んだSMMS 4層構造。



インジケータ

セーフシール インジケータテープ

明確な色変化のため視認性が高い

- 淡黄色のテープに、濃茶色または黒色の斜線が表示されれば滅菌工程を通過
- 開封時にテープを手でちぎれるので作業性に優れる

オートクレープ用 TYPE 1 STEAM ISO 11140

品名：セーフシール インジケータテープ

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JIT539010	約19mm x 50m	10巻	6箱	4894476042123

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC



滅菌前



滅菌後



※印刷の関係上、色彩が現物と異なる場合があります。

セーフシール 滅菌インジケーターカード

滅菌をもっと確実にするために

- 温度と時間の2つの変数に対応し、紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了 (対応温度:115～138℃)
- 使いやすいカードサイズで、挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用
- 裏面の余白に日付など情報の記載が可能

オートクレープ用 TYPE 4 STEAM ISO 11140

品名：セーフシール 滅菌インジケーターカード

品番	サイズ	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JIC530010	約20 x 70mm	200枚	100箱	4894476023573

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC



滅菌前



滅菌後



※印刷の関係上、色彩が現物と異なる場合があります。

その他

セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)

滅菌時の乾燥促進に

- 滅菌時に発生する水分を素早く吸収分散し、乾燥を促進
- 底面に敷くことでバスケットの架台による包装材料の破損を抑制し、確実な滅菌をサポート

オートクレープ用

品名：セーフシール トレイライナー(吸水乾燥シート)

品番	サイズ	入り数(パック)	入り数(ケース)	JANコード
JTL452500	約50 x 60cm	50枚	8パック	4894476041454

取扱事業部 メディカル デンタル リテール EC

